

NOVINKA

bezdrátový enuretický alarm **DRI Sleeper® Eclipse**

Nová průlomová technologie

- **Žádné dráty** mezi alarmem a senzorem.
- Velikost budicího přístroje DRI Sleeper®: 80x40x20 mm.
- Vysoká hlasitost, ovládání je odolné proti nedovolené manipulaci.
- **Velká detekční oblast** zjišťující přítomnost moči.
- Dlouhá **životnost baterie až 3 roky**.
- **Patentovaná technologie Urosensor™** – jediné močové čidlo, které není z kovu. Proto nedochází ke korozi způsobené močí, k podráždění kůže; zařízení se snadno čistí a je ihned připravené k dalšímu použití.
- Urosensor™ se připojí k budicímu přístroji DRI Sleeper® na dobu, kdy není používán, což je další úroveň **technologie úspory baterií**.
- Díky speciální elektronice je bezdrátový Urosensor™ **nejtenčím** zařízením svého druhu.



Jak léčí DRI Sleeper® Eclipse noční pomočování?

Bezdrátová budicí jednotka DRI Sleeper® Eclipse se položí na stůl do takové vzdálenosti, aby se dítě při jeho vypínání zcela probudilo.

Urosensor™ se umístí do spodního prádla dítěte. Jakmile se setká s močí, spustí se alarm, který pomočené dítě probudí.

V průběhu dalších několika dní či týdnů se dítě začne učit vstávat stále rychleji, až jednou předstihne alarm a probudí se ještě před pomočením. Dítě již reaguje na pocit plného měchýře, což je cílem celé léčby.

Konečná fáze: Dítě bude spát celou noc bez potřeby močit či vstávat a chodit na toaletu. Ustane i přílišná noční produkce moči.

Obvykle trvá léčba 6 až 8 týdnů, ale jak již to bývá, léčba, doba a průběh se může lišit. Některé děti reagují na léčbu a s úspěchem ji dokončují již během týdne, nejširší skupina pacientů obvykle vyžaduje 3-8 týdnů a jen malá skupina vyžaduje delší čas.



- 1) kapky moči
- 2) signál budicímu přístroji
- 3) alarm se rozezní
- 4) dítě se probudí

MediFrank S.R.O.
medifrank.cz

objednávky na
www.medifrank-shop.cz
tel.: 603 825 709